

EDAN

SE-601 Series ECG 6 canali



SE-601 Series
ECG 6 canali



G&G Medical System srl

Via Giuseppe Mazzini, 10
20032 Cormano (MI)
Tel 02 40709002
commerciale@gegmedical.com
www.shopmedical.it



EDAN Edan Instruments, Inc.

- 3/F - B, Nanshan Medical Equipments Park, Nanhai Rd 1019#, Shekou, Nanshan Shenzhen, 518067 P.R. China
- Tel: +86-755-26898326 Fax: +86-755-26898330 www.edan.com.cn Email: info@edan.com.cn
- All rights reserved. Features and specifications are subject to change without notice



ENG-ECG-SE-001-V2.4-20130226

Care for Health

EDAN

SE-601 Series ECG 6 canali



WiFi interno (solo su SE-601C)



Portatile e leggero



Tastiera alfanumerica



Touch Screen (solo su SE-601C)



- ### User-friendly Design
- Compatto e dal design portatile
 - Display LCD a Colori con funzione touch screen
 - Tastiera alfanumerica

- ### Flusso di lavoro semplificato
- Operatività One-touch con scorciatoia età e sesso
 - Supporta un lettore di codice a barre per una ulteriore semplificazione (solo per SE-601B/C)

- ### Prestazioni Cliniche accurate
- Acquisizione a 12 derivazioni simultanee
 - Tecnologia anti-rumore per un ECG di altissima qualità
 - Analisi automatica intelligente specifica per sesso/età
 - Misure automatiche e interpretazione testata dai database CSE/AHA/MIT
 - Stampa estesa in presenza di Aritmie per favorire l'analisi accurata del ritmo

- ### Soluzioni di stampa flessibili
- Stampante termica integrata
 - Supporta una stampante USB esterna

- ### Gestione dati
- Memoria interna di 200 ECG con possibilità di incrementarla con USB flash disk
 - Software Smart ECG Viewer per la gestione degli ECG su PC (optional)

- ### Comunicazione esterna
- Trasmissione dati al PC via LAN/WiFi
 - Formato ECG Standard: PDF e optional SCP/ FDA-XML/DICOM data export
 - Comunicazione dati Bi-direzionale con DMS (solo su SE-601B/C)



SE-601A
(Display Monocolor 3.5")



SE-601B
(Display LCD Colori 5.7")



SE-601C con carrello (opzionale)
(Display LCD Colori 5.7 Touch Screen)

Gestione degli ECG basato su PC software



Smart ECG Viewer Interfaccia intuitiva per migliorare l'efficienza

