

FlowMir

Semplice, accurata, igienica
La nuova turbina “usa e getta”
con boccaglio in cartone



La nuova turbina “usa e getta” con boccaglio integrato può essere utilizzata sia dagli adulti che dai bambini ed è un’economica alternativa alla turbina riutilizzabile.

Con una turbina **FlowMir** è possibile effettuare una sessione spirometrica su un singolo paziente ripetendo il test secondo necessità.

**BREVETTO
ESCLUSIVO MIR**

FlowMir

Dalla ricerca MIR un prodotto brevettato, unico nel suo genere

FlowMir:
misuratore di flusso a turbina “usa e getta” con boccaglio in cartone



- Facile da usare
- Sempre pronta all'uso
- Disponibile in confezioni da 50 pezzi
- Massima accuratezza anche a basso flusso
- Sostituisce il filtro antibatterico e riduce i costi

La turbina “usa e getta” non è influenzata dalle condizioni ambientali di temperatura, umidità e pressione ed è conforme ai severi standard di accuratezza ERS/ATS.



I vantaggi della turbina “usa e getta”

La spirometria richiede massima accuratezza e igiene.

FlowMir risponde a questa doppia esigenza. La soluzione rappresenta un grande vantaggio rispetto ai filtri antibatterici.

Ogni turbina è calibrata con un sistema computerizzato e, dopo aver superato severi collaudi, è imbustata singolarmente per mantenere l'accuratezza originale fino al momento del suo utilizzo.

L'igiene è garantita al 100% superiore quindi a quella dei migliori filtri antibatterici sul mercato.

Infatti, finita la spirometria, la turbina si getta insieme al boccaglio e non resta alcun trasduttore o altro componente a contatto con il paziente.

Nessun misuratore di flusso può offrire le stesse garanzie!



MIR Medical International Research

Via del Maggiolino, 125
00155 Roma (Italy)

Tel. +39 06.22754777 - Fax. +39 06.22754785
mir@spirometry.com

MIR si riserva il diritto di modificare le specifiche riportate