

DROGATEST IN FORMATO MULTICARD VERSIONE BASE

Controllo su urina – MultiDroghe

Test Antidroga di primo livello prodotto appositamente per essere in regola con il "Protocollo finale accertamenti lavoratori, Accordo Stato Regioni del 18/09/08" per la legge della Medicina sul Lavoro.

Questo test antidroga per Uso Professionale e Medico è un test monouso immunocromatografico per l'individuazione qualitativa rapida di vari tipi di droghe ed i loro principali metaboliti nelle urine umane con, in più, un controllo di adulterazione semi-quantitativo, prodotto appositamente per essere in regola con le sostanze richieste dalla legge in materia di tossicodipendenza e rispetta tutti i cut/off richiesti.

| Sostanze analizzate: | Cut-Off [ng/mg!] |
|---|------------------|
| cocaina e metaboliti | COC 300 |
| amfetamina | AMP 500 |
| metamfetamina | MET 500 |
| marijuana (compreso cannabinoidi THC) | THC 50 |
| oppiacei (compreso eroina morfina e metaboliti) | MOR 300 |
| metilenediossimetamfetamina ecstasy | MDMA 500 |
| metadone | MTD 300 |
| buprenorfina (solo nella versione 8 sostanze)* | BUP 10 – BUP 5 |
| ADU: Cr – Ph – Ox | |



*Disponibile con BUP-10 per Lombardia o BUP 5 per Campania e Trento

Utilizzo:

A immersione: è necessario immergere l'estremità del test in urina.

Caratteristiche principali

- Rapido e attendibile
- Dimensioni ridotte
- Strisce singole delle sostanze e degli adulteranti
- Il più economico
- Controllo adulterazione ADU incorporato
- Utilizzo SOLO a immersione
- Disponibile a 7 sostanze o 8 sostanze (specifico Lombardia o Campania e Trento)

