

BILANCIA PESA PERSONE MECCANICA CON QUADRANTE AD OROLOGIO

cod. FNI-0229 / S7700HR



DIMENSIONI

Larghezza	mm 270
Profondità	mm 680
Altezza	mm 1150
Peso	Kg 14
Dimensione base	mm 370x270

CARATTERISTICHE GENERALI

Bilancia meccanica a colonna con ampio display e superficie antiscivolo.
Dotata di 4 piedini regolabili, 2 ruote e altimetro

CARATTERISTICHE GENERALI

Portata max	150 kg
Portata min	5 kg
Divisione:	500 g
Tara	2,2 kg
Altimetro	cm.85-210
Divisione Altimetro	1 mm
Approvazione CE:	Classe IIII sec. Direttiva CEE 93/42

SPECIFICHE

Bilancia pesa persone ad orologio classe di precisione IIII
Dispositivo medico classe I con funzione di misura
Rep. 1796158 CND Z12040199